

SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1132/BVND115-TTB
V/v mời chào giá lần 38 /2023

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2023


Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Nhân Dân 115 kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo danh mục đính kèm (45 mặt hàng).
2. Thời gian giao hàng: tối đa 4 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
3. Hiệu lực của báo giá: tối thiểu 6 tháng.
4. Yêu cầu chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển, giao hàng, lắp đặt, cân chỉnh và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
5. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 16 giờ 30, ngày 29/5/2023.
6. Quý đơn vị gửi hồ sơ chào giá file mềm và bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây:

- Email: phongvtttbyt115@gmail.com

-Phòng VT-TTBYT, Bệnh viện Nhân Dân 115 (Khu Chẩn đoán kỹ thuật cao),
818 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM.

Trân trọng. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng CTXH (để đăng tin)
- Lưu VT, VT-TTBYT.



GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

ThS. NGUYỄN NGỌC SƯƠNG

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115

PHỤ LỤC DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ LẦN 38


| DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ | | | | | HÀNG HÓA CHÀO GIÁ | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|--|----------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| STT | Tên danh mục mời chào giá | Đơn vị tính | Tình trạng hư hỏng | Số lượng | Tên hàng hoá thương mại | Chủng loại (model) mã sản phẩm | Hãng/ Nước sản xuất | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Đơn giá (đã có VAT) | Tính năng kỹ thuật cơ bản | Giá Đơn giá (VND) |
| 1 | Dịch vụ sửa chữa máy chụp mạch số hóa xóa nền Model: Innova 3100 | Trọn gói | - Motor quay khung cho máy chụp bị hư - Bơm nước giải nhiệt đầu đèn bị hư - Bộ ổ đĩa DVD dùng cho máy trạm bị hư | | | | | | | | | |
| 2 | Dây soi dạ dày | Sợi | Đứt cáp điều khiển | | | | | | | | | |
| 3 | Dây soi đại tràng | Sợi | Đứt cáp điều khiển | | | | | | | | | |
| 4 | Bình làm ấm oxy tường Bộ lưu lượng kế oxy âm tường và bình làm ấm oxy | Cái | Bộ đầu nối bộ tạo ấm | | | | | | | | | |
| 5 | Dây ERCP | Sợi | Đứt cáp bộ phận lấy sinh thiết | | | | | | | | | |
| 6 | Máy sốc điện | Cái | Board nguồn, Pin sạc, Bể vỏ | | | | | | | | | |
| 7 | Đèn nội khí quản | Cái | Bóng đèn, cáp | | | | | | | | | |

Luu

((NHÀ ĐÌNH))

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 19 | Bộ dây điện cực, dây máy huyết áp và dây SpO2 của monitor theo dõi bệnh nhân | Cái | Dây đo ECG, Dây SPO2, Dây huyết áp, motor huyết áp | | | | | | | | | | |
| 20 | Máy SPO2 | Cái | Sạc, Sensor | | | | | | | | | | |
| 21 | Dây soi Dạ dày, đại tràng | Cái | Sử dụng lâu: đứt cáp, màn hình không thể hiện, khay đựng máng nước... | | | | | | | | | | |
| 22 | XQ di động | Cái | Không hoạt động, báo lỗi không hiển thị hình ảnh | | | | | | | | | | |
| 23 | XQ cố định | Cái | Không hoạt động, trạm làm việc... | | | | | | | | | | |
| 24 | Máy hấp ướt | Cái | Zoang, Bơm hút chân không, Bơm cấp nước, - điện trở, van cấp nhiệt. | | | | | | | | | | |
| 25 | Đèn hồng ngoại | Cái | Đứt bóng | | | | | | | | | | |
| 26 | Máy điều trị răng | Cái | Main board | | | | | | | | | | |
| 27 | Đèn nội khí quản | Cái | Đứt bóng | | | | | | | | | | |
| 28 | Máy thở Model: Bennet 840 | Cái | Main board , hư CPU, hư Flowsensor | | | | | | | | | | |
| 29 | Máy phun khí dung | Cái | Motor phun, áp lực khí ra yếu | | | | | | | | | | |
| 30 | Máy sóng ngắn, điện xung | Cái | Không hoạt động | | | | | | | | | | |
| 31 | Máy đo niệu đồng hồ Model: Goby IV | Cái | Chương trình, Sensor cảm biến | | | | | | | | | | |

Luc



| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 43 | Máy Thận nhân tạo 4008S | Cái | Flow pump; hư degassing pump; Hư các cảm biến: S9; S134; S182; Coupling red+ blue bị tụt bị gài chốt; Valve relief A78 bị vỡ. Floatswitch chấp chờn; pump UF bị mòn rút cân nặng không chính xác. Hư bom máu. Bộ heater block H66 | | | | | | | | | | |
| 44 | Máy Thận nhân tạo DIALOG PLUS | Cái | Bơm EP-FPA-FPE mòn; Cảm biến áp suất nước vào và cảm biến PDA. Bộ cao su buồng cân bằng (balance chamber); Cây đốt (heater) bị cháy; Cảm biến nhiệt độ bị chết. Bộ bom máu. Coupling red+ blue bị rỉ nước; Pin dự phòng không lưu trữ điện. | | | | | | | | | | |
| 45 | Máy Thận nhân tạo HDF OL5008S | Cái | Năm cảm biến áp lực pressure transducer s3-s7-s15-s16. Đề xuất thay thế 04 cảm biến áp lực- pressure transducer mới | | | | | | | | | | |

leu

